

F9008SSC – F9009SSC – F9015SSC – F9016SSC
ELETTRODI PRECORDIALI PER ELETTROCARDIOGRAFIA IN CLORURO D'ARGENTO
SILVER CHLORIDE SUCTION CHEST ELECTRODES FOR ECG



F9008SSC

F9015SSC

F9009SSC

F9016SSC

Gli elettrodi precordiali con pompetta in gomma riutilizzabili per elettrocardiografia FIAB possiedono caratteristiche che li rendono del tutto affidabili durante le registrazioni del segnale ECG con qualsiasi elettrocardiografo presente in commercio. La parte metallica è rivestita con argento e cloruro d'argento (Ag/AgCl) e consente una trasmissione pulita e sicura dei segnali ECG. Le precordiali FIAB, grazie all'attacco a vite ed a clip, possono essere collegate a tutti gli elettrocardiografi o monitor sia che questi abbiano cavi con connessione maschio o a clip. Il prodotto è senza lattice e senza Nichel.

FIAB reusable praecordial suction chest electrodes for ECG have features that make them absolutely reliable during signal recording with all different ECG devices on the market. The metallic part is silver and silver chloride (Ag/AgCl) allowing a safe and clear signal transmission. FIAB suction chest electrodes, thanks to screw and clip connections, can be tapped to all ECG devices and monitors with patient cables which have plug or snap connections. The product is latex-free and without Nickel.

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	Elettrodo precordiale riutilizzabile per ECG <i>Reusable praecordial electrode for ECG</i>			
MODELLO – REF.	F9008SSC	F9015SSC	F9009SSC	F9016SSC
DIAMETRO PARTE METALLICA <i>METALLIC PART DIAMETER</i>	15mm	20mm	24mm	30mm
DIAMETRO POMPETTA – BALL <i>DIAMETER</i>	25mm		33mm	
MATERIALE ELETTRODO – RIVESTIMENTO <i>ELECTRODE MATERIAL - COATING</i>	ARGENTO/CLORURO D'ARGENTO (Ag/AgCl) <i>SILVER/SILVERCHLORIDE</i>			
MATERIALE POMPETTA - BALL <i>MATERIAL</i>	PLASTICO (PVC MEDICALE) <i>PLASTIC (MEDICAL GRADE PVC)</i>			
CONNESSIONE <i>CONNECTION</i>	UNIVERSALE - a vite con foro 4 mm ed a clip <i>UNIVERSAL screw (4 mm) and clip</i>			
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA <i>COMPLIANCE TO STANDARDS</i>	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe I <i>Directive 93/42/EEC. Class I device</i>			

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

CONFEZIONE DI VENDITA <i>SALE PACKAGING</i>	6 pezzi in busta minigrup <i>6 pcs in open-close pouch</i>
IMMAGAZZINAMENTO <i>STORAGE</i>	Temperatura massima: 0°C ÷ +50°C - Umidità relativa: 20% ÷ 80% <i>Temperature: 0°C ÷ +50°C - Relative humidity: 20% ÷ 80%</i>
SCADENZA – EXPIRY	5 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione <i>5 years from production date printed on packaging</i>