

Compact Trolley (Kompaktgerätewagen)



Gerätetyp

Compact Trolley für die Mobilität von MAC™ 2000 und MAC 600 Ruhe-EKG-System. Auch verwendbar als Laptop-Ablage für die Mobilität des CardioSoft™ Belastungs-EKG-Systems.

Abmessungen (ohne Ruhe-EKG-System)

Höhe	94 cm 137 cm mit Akquisitionsmodularm und Halterung
Breite	52 cm 56 cm mit Ablage für Barcode-Leser
Tiefe	57 cm 65 cm mit Druckerablage
Gewicht	14 kg – Basisgerätewagen 3 kg – Akquisitionsmodularm, Halterung und Ablage für Barcode-Leser 7 kg – Druckerablage

Unterstützte EKG-Systeme

MAC 600, MAC 2000 und CardioSoft



Optionales Zubehör

KISS Sauganlage (Option, falls vorhanden)

Einfacher Arm und Barcode-Set (einfacher Arm + Halterung für Barcode-Leser)


Der einfache Arm ist kompatibel mit EKG-Anschlusskabeln und Multilink-Kabeln.



Halterung mit Multilink-Kabel



Halterung mit EKG-Ableitungskabel



Halterung für Barcode-Leser

Druckerablage (Option nur bei CardioSoft)



Druckerablage

©2019 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

Die General Electric Company behält sich das Recht vor, die genannten Spezifikationen und Funktionen zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern oder die Herstellung des Produkts einzustellen. GE, das GE-Monogramm, CardioSoft und MAC sind eingetragene Warenzeichen der General Electric Company. GE Healthcare, ein Geschäftsbereich der General Electric Company. Compact Trolley wird hergestellt von SUZHOU TIANYE MECHANICAL INDUSTRY CO. GE Medical Systems, Inc., firmiert als GE Healthcare.

JB73285XXb

