



GE HealthCare



KISS+ Saugleitungen,
an den Saugelektroden montiert
Artikelnummer 5876041-01

KISS+ Saugelektroden und Saugleitungen

KISS+ EKG-Elektroden Applikations System (EEAS) / KISS+ Multilead ist ein in die Ableitungen integriertes Absaugsystem zur Anwendung von EKG-Elektroden für die Erfassung von Ruhe- und Belastungs-EKGs. Eine Pumpe in einem KISS+ EEAS- und KISS+ Multilead-Gerät erzeugt ein einstellbares Teilvakuum in den Elektroden, dass diese an den jeweiligen Elektrodenstellen auf der Haut fixiert.

Das KISS+ Saugelektrodensystem wurde entwickelt, um eine bestmögliche EKG-Qualität bei Ruhe- und Belastungs-Untersuchungen zu ermöglichen und gleichzeitig Patientenkomfort und Anwenderfreundlichkeit zu maximieren. KISS+ ist kompatibel mit MAC™ 7, MAC 5, MAC 2000, MAC VU360™, CASE™ und CardioSoft™.

Materialzusammensetzung

Komponente	Material
Saugleitungen	TPU 5040, PVC, Polypropylen, Makrolon 6485
Saugelektroden	Polyamid PA66 910/1.2 CF, Ag/Agcl und Silikonkautschuk

Produktspezifikationen

Materialien

BPA:	Nein
DEHP:	Nein
Latex:	Nein
PVC:	Ja
Andere:	Phthalate

Produktnutzung

KISS+ ist ein Mehrwegprodukt.

Betriebsumgebung

Temperatur:	+10 °C bis +40 °C
Feuchtigkeit:	25 bis 95 %, nicht kondensierend
Druck:	700-1060 hpa

Lagerumgebung

Temperatur:	-30 °C bis +70 °C
Feuchtigkeit:	10 bis 95 %, nicht kondensierend
Druck:	500-1060 hpa

Sterilität

KISS+ ist kein steriles Produkt.

Verpackungsmaterialien

Primärverpackung:	3-lagiger Wellpappe Karton
Sekundärverpackung:	Expandiertes Polyethylen (EPE)

Haltbarkeit

KISS+ System	k. A.
EKG-Spray	Haltbarkeit 4 Jahre

Entsorgungshinweise

Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Konformität / gesetzliche Normen

CE-Kennzeichnung.

Produktkompatibilität

RoHS gemäß 2015/65/EU

Artikelliste

Artikelnummer	Beschreibung
5876041-01	Zubehör KISS+ Saugelektrodeneinheit
5876041-200	Zubehör KISS+ Saugleitung C1
5876041-201	Zubehör KISS+ Saugleitung C2
5876041-202	Zubehör KISS+ Saugleitung C3
5876041-203	Zubehör KISS+ Saugleitung C4
5876041-204	Zubehör KISS+ Saugleitung C5
5876041-205	Zubehör KISS+ Saugleitung C6
5876041-206	Zubehör KISS+ Saugleitung F
5876041-207	Zubehör KISS+ Saugleitung L
5876041-208	Zubehör KISS+ Saugleitung R
5876041-209	Zubehör KISS+ Saugleitung N
5876041-210	Zubehör KISS+ Saugleitung A1
5876041-211	Zubehör KISS+ Saugleitung A2
5876041-212	Zubehör KISS+ Saugleitung A3
5876041-213	Zubehör KISS+ Saugleitung A4
5876041-214	Zubehör KISS+ Saugleitung H
5876041-215	Zubehör KISS+ Saugleitung E
5876041-216	Zubehör KISS+ Saugleitung I
5876041-217	Zubehör KISS+ Saugleitung M
5876041-20	Zubehör KISS+ Blindstopfen
5876041-21	Zubehör KISS+ Saugdom
5876041-23	Zubehör KISS+ EKG-Spray 250 ml
5876041-219	Zubehör KISS+ Saugleitungs-Kit 10/Satz (C1-C6, FLRN)
5876041-218	Upgrade Saugleitungs-Kit A1-A4 mit Elektroden für KISS+

Zusätzliche Informationen

Hergestellt von GE Medical Systems Information Technologies, Inc.
9900 Innovation Drive, Wauwatosa, WI 53226 USA.

KISS+ ist ein MDR (Medical Device Regulation 2017/745) konformes Produkt mit CE-Kennzeichnung 0197.



NUR DRUCKEN
wenn wirklich nötig !



GE HealthCare

Die in diesem Dokument erwähnten Produkte unterliegen möglicherweise gesetzlichen Vorschriften und sind nicht in allen Ländern erhältlich. Der Versand und der tatsächliche Verkauf können erst nach Genehmigung durch die Regulierungsbehörde erfolgen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer GE HealthCare-Vertretung vor Ort nach den Einzelheiten.

©2023 GE HealthCare. MAC, MAC VU360, CASE und CardioSoft sind Marken von GE HealthCare. GE ist eine Marke der General Electric Company, die unter einer Markenlizenz verwendet wird.

JB02654DE