

Langzeit-EKG leicht gemacht!

JETZT NEU: Der HeartX Recoder für Langzeit-EKG - powered by  **getemed**



- 1** **Komfortabel.** Komfortables Laden und Auslesen über 2-in-1 Docking Station
- 2** **Hohe Messgenauigkeit.** 3-Kanal-Signalaufzeichnung mit Rauschunterdrückung.
- 3** **Lange Aufzeichnungsdauer.** Bis zu 7 Tage ununterbrochene Aufzeichnung ohne Aufladen.
- 4** **Schnelles Aufladen.** Nur 3 Minuten Ladezeit für 24 Stunden Betrieb.
- 5** **Wasserdicht.** IP67-zertifiziert, ideal für den täglichen Gebrauch, auch beim Duschen oder Sport.
- 6** **Einfache Applikation.** Mit selbstklebenden Patches oder Standardelektroden.
- 7** **KI.** Kompatibel mit den HeartX Holter Langzeit-EKG Analyse Services.
- 8** **Einfache Handhabung.** Keine Stecker, keine Batteriefächer, einfache Bedienung.

Kabelloses Langzeit-EKG mit KI-gestützter Voranalyse der Messwerte

Der HeartX Recorder von GETEMED ist ein innovatives, kabelloses 3-Kanal-EKG-System, das mithilfe der zugehörigen Patches oder Standardelektroden, eine mühelose Anlage und Langzeitüberwachung ermöglicht. Durch die ununterbrochene Aufzeichnungsdauer von bis zu 7 Tagen, kombiniert das Gerät drei verschiedene Studien, 24 Stunden, 48 Stunden sowie 7 Tage in einem und gewährleistet mit Hilfe des von HeartX Holter per KI voranalysiertem EKG-Bericht eine präzise Datenerfassung für Sie und Ihr medizinisches Personal.

Egal ob Standardelektroden oder Patch - der HeartX Recorder lässt sich individuell an die Bedürfnisse Ihrer Patienten anpassen und sorgt dadurch für einen hohen Tragekomfort, ist vielseitig einsetzbar und ideal für unterschiedliche klinische Anforderungen geeignet.

Die benutzerfreundliche USB-Dockingstation ermöglicht ein schnelles Aufladen bei gleichzeitigem Download der Messdaten. Dadurch wird die Nutzung sowie der Arbeitsablauf für medizinisches Personal erheblich vereinfacht und stellt sicher, dass das Gerät jederzeit einsatzbereit ist.



GE HealthCare

Wir weisen Sie darauf hin, dass ausschließlich die Rekorder mit "getemed" Beschriftung auf der Vorderseite mit CardioDay von GE HealthCare kompatibel sind.

© 2025 GE HealthCare. CardioDay ist eine Marke von GE HealthCare. HeartX Rekorder ist ein Gerät von Getemed. GE ist eine Marke der General Electric Company und wird unter Markenlizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
JB00988DCH

GE Medical Systems IT GmbH
Munzinger Straße 5
79111 Freiburg
T +49 (0)761 4543 0
F +49 (0)761 4543 425

Kardio.Aktion@
gehealthcare.com

www.gehealthcare.de