



GE HealthCare

Versana Premier™

Leistungsstark. Vielseitig. Produktiv.



Manche Innovationen sind so einfach in der Anwendung, dass man sich fragt, wie man jemals ohne sie ausgekommen ist.

Das Versana Premier ist sowohl für den niedergelassenen Bereich als auch für den Einsatz in Krankenhäusern geeignet. Der Einsatz ist auf die, in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Umgebungsbedingungen beschränkt.



Versana Premier

Leistungsstark. Vielseitig. Produktiv.

Die Anschaffung eines Ultraschallsystems ist eine wichtige Entscheidung. Mit dem Versana Premier können Sie Ihr breites Spektrum an Patienten zuverlässig untersuchen. Ultraschall wird somit zu einem verlässlichen Teil Ihrer Diagnostikkette.

Das Versana Premier richtet sich nach Ihren ergonomischen Anforderungen. Die Anwendung des Systems ist intuitiv und erleichtert, dank zusätzlicher Optionen, Ihren Arbeitsalltag.

Das Versana Premier Ultraschallsystem ist für den niedergelassenen Bereich, für Medizinische Versorgungszentren und Krankenhäuser konzipiert. Es bietet zuverlässige Ultraschallinformation auf einem budgetfreundlichen Niveau.

Einfache Anwendung

Ob standardisierte Untersuchungen oder die Nutzung von automatisierten Tools – das Versana Premier ist einfach und angenehm zu bedienen.

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf und beschleunigen Sie Schall-Vorgänge mit fortschrittlichen, intuitiven Funktionen.

Scan-Assistent: bis zu 38 % schnellerer Arbeitsablauf bei standardisierten Untersuchungsabläufen (frei programmierbar).¹



Whizz Report bietet die Möglichkeit der personalisierten Berichtsvorlagen.



Whizz Label bietet automatisierte Kennzeichnung der rechten Niere, Gallenblase und Leber (RUQ).

Presets und **Funktionen** werden auf Ihren persönlichen Arbeitsablauf konfiguriert.



Automatisierte Messungen: 2D Messungen, Volumenberechnungen zur Messung von Knoten mit Auto-Kontur sowie Auto Bladder (automatische Blasenvolumenmessung).

LIRADS / BIRADS / TIRADS – Beurteilen Sie Knoten in der Leber, Schilddrüse oder Brust mittels der jeweiligen Productivity Packages.



Dank des **mobilen Designs**, einer **verbesserten Zubehörverwaltung** und **erweiterten Schall-Funktionen** können Sie das System problemlos manövrieren.



Einfache Bildgebung

Das Versana Premier arbeitet mit der *VisionBoost Architecture*. Diese wurde dafür entwickelt, jeden Tag eine optimale Bildqualität zu bieten. Basierend auf den Bildqualitätskriterien einer Ultraschalluntersuchung liefert das Versana Premier in Kombination mit dem breiten Sondenportfolio sichere klinische Informationen.

Erfassen Sie mit erweiterten klinischen Funktionen herausragende Bilder, um schwierige Fälle aller klinischen Fachgebiete präzise zu diagnostizieren.

-  **Die Zaubertaste:**
Optimieren Sie mit den klinischen Funktionen von **Whizz** die Bilder noch während des Schall-Vorgangs und verbessern Sie den Farb- und Pulsed Wave Doppler mit **Whizz Color Flow**.
-  Ermitteln Sie mit **Whizz RenderLive** mühelos die Renderstartposition, um festes Gewebe von gerenderten Objekten für die statische 3D/4D-Bildgebung zu trennen.
-  Wechsel zwischen den Modi „Smooth“ (Weich) und „Sharp“ (Scharf), um Bildmerkmale nach Wunsch mit **Whizz Easy Style** anzuzeigen.
-  Beurteilen Sie das Gefäßsystem und nutzen Sie die verschiedenen Flussdarstellungsmöglichkeiten, wie **Color Doppler**, **Power Doppler**, **B-Flow** und **B-Flow-Color** auch in Kombination mit dem **Pulsed Wave** und **Continues Wave Doppler**.
-  Beurteilen Sie Knoten in Leber, Schilddrüse und Brust mit den Productivity Packages unter Verwendung der **LI-RADS®**, **TI-RADS®**, und **BI-RADS®** Kriterien.

-  Schnellere **3D/4D-Renderings*** - unterstützt durch eine optimierte Grafik- und Verarbeitungseinheit.
-  Automatische 2D-Messungen und Volumenberechnungen mit **Auto Contour** zur Messung von Knoten sowie mit **Auto Bladder**, **Whizz Follicle** und **Auto-IMT**.
-  Nutzen Sie die erweiterte Palette an Sonden für alle Fachbereiche. Die **IC9-RS (endokavitäre Sonde)** bietet auch in der Tiefe hochauflösende Bilder. Dank der bewährten XDclear-Technologie verbindet die **L4-20t-RS (Druckknopf- und XDclear-Sonde)** Funktionalität und Bildqualität.
-  Nutzen Sie die automatisierte Kennzeichnung der rechten Niere, Gallenblase und Leber im RUQ mithilfe von **Whizz Label**.
-  Mit dem **Follow-Up Tool** können Sie aktuelle und frühere Untersuchungen direkt vergleichen.




Durch die große Auswahl an Sonden** können Sie das Gerät für Ihre Untersuchungen in verschiedenen Anwendungsgebieten einfach konfigurieren und nutzen.

*Im Vergleich zu Versana Premier V2

** Die Sonden sind möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen erhältlich.

Systeminformationen



*Lautstärke 21,96 bis 39,51 Dezibel.
Gleichwertig mit Versana Premier V2

Das Versana Premier

ist ein intelligentes und benutzerfreundliches Ultraschallsystem.

Zusätzliche Anwenderprogramme unterstützen Sie in der Untersuchung und in der Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe. Somit bieten Sie Ihren Patienten Tag für Tag eine hochwertige Versorgung.



Service & Weiterbildung

Das Versana Premier bietet eine Reihe klinischer und produktspezifischer Schulungsmöglichkeiten. Diese helfen Ihnen und Ihren Mitarbeitern dabei, das System schnell zu beherrschen und Ihr Spektrum an Untersuchungsmöglichkeiten zu erweitern.

Die Möglichkeit von Schulungen, fortschrittlicher Tools und einem zuverlässigen Service bieten eine umfassende Lösung für Sie als Anwender.



Scan Assistant: Maximieren Sie Ihre Effizienz.

My Trainer: Lernen Sie und Ihre Mitarbeiter, dank der integrierten Hilfefunktion, Ihr System, dessen Reinigung und Wartung kennen.



Scan Coach und **Scan Coach Voice Comments:**

Nutzen und schulen Sie Anwender mit den integrierten Learning Tools. Standardisierte Untersuchungen werden demonstriert und können nachgeahmt werden.



Versana Club und **eDelivery:** Profitieren Sie von der vollständigen Unterstützung in punkto Ausbildung durch GE HealthCare.




Bildergalerie



C1-5-RS Messung der Gallenblasenwand



L4-20t Karotis



L4-20t Patellarsehne



4C-RS Abdomen mit Whizz Label




3Sc-RS Kardiale parasternale Längsachse




RAB2-6 RS OB / GYN

Bildergalerie




L8-18i-RS Nervus medianus mit Follow-up-Fusion



L6-12-RS Carotis mit Farbdoppler




3Sc-RS Auto Ejection Fraction



12L-RS Schilddrüse mit Farbdoppler



9L Arteria Vertebralis mit B-Flow



L3-12 Ellbogen

Von Anfang an vertraut

Dieses Ultraschallsystem macht die Bereitstellung hochwertiger Patientenversorgung einfacher als je zuvor

Maßgeschneiderte Lösungen

Das Versana Premier passt sich Ihren Anforderungen an.

Erweitern Sie Ihr Praxisangebot mit der Konsole und einem Software-Paket. Wählen Sie dann aus einer Vielzahl von optionalen Upgrades entsprechend des Bedarfes für Ihre Praxis.

Erleben Sie die Vorteile der GE HealthCare Ultraschallsysteme

Das Supportteam vor Ort ist sehr erfahren, umfassend geschult und von GE HealthCare qualifiziert.

- Unterstützung vor, während und nach dem Kauf
- Umfassende Einweisung der Mitarbeiter



Treten Sie dem Versana Club bei und bleiben Sie auf dem Laufenden

Lernen Sie durch die Mitgliedschaft im Versana Club die verschiedenen Funktionen und Einsatzmöglichkeiten Ihres Versana Premier Systems kennen. Versana Club: Fertigkeiten erlernen. Vernetzen. Wissen über Ultraschall teilen.

Zu den Vorteilen der Mitgliedschaft gehören:

- Der Austausch von Bildern mit Kolleginnen und Kollegen
- Webbasierte Tutorials zu Produkten und klinischen Bereichen
- Informationen zu Versana Servicelösungen und Produkten
- Artikel über Ultraschall und Patientenversorgung

Registrieren Sie sich jetzt unter
www.versanaclub.net/emea/home





1. Von GE HealthCare in Auftrag gegebene Gebrauchstauglichkeitsstudie zur Verwendung von Whizz.
Die Studie wurde im Dezember 2022 durchgeführt. JB24263XX, JB00804DCH

© 2024 GE HealthCare. LI-RADS, TI-RADS und BI-RADS sind Marken des American College of Radiology.
Versana Active, Versana Essential, Versana Balance und Versana Premier sind Marken von GE HealthCare.
GE ist eine Marke der General Electric Company, die unter Markenlizenz verwendet wird. JB01360AFG

Die Verfügbarkeit der medizinischen Systeme von GE HealthCare hängt von den lokalen Anforderungen in
dem jeweiligen Land oder der jeweiligen Region ab. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem
Ansprechpartner bei GE HealthCare.

Nur für medizinische Fachkräfte gedacht.

August 2024 | JB00804DCH



GE HealthCare