

AED Plus® Zubehör und Schulungsprodukte

ZOLL®



Elektroden



CPR-D-padz®

Die innovative einteilige Erwachsenen-Elektrode gewährleistet eine schnelle und präzise Platzierung. Der Elektrodensensor erkennt die erreichte Tiefe und Frequenz der Thoraxkompressionen und meldet diese an den ZOLL AED Plus®. Mit einer Haltbarkeit von fünf Jahren weist die CPR-D-padz Elektrode die längste Haltbarkeit aller Einwegelektroden auf.

Artikelnummer 8900-0800-01



Pedi-padz® II

Der AED Plus verfügt über ZOLLs einzigartige, intelligente Pädiatriefunktion. Die pädiatrischen Elektroden Pedi-padz II wurden speziell für Patienten unter 8 Jahren oder Patienten mit einem Körpergewicht unter 25 kg entwickelt. Der AED erkennt, wenn pädiatrische Elektroden angeschlossen sind, und stellt seinen EKG-Analysealgorithmus automatisch von Parametern für Erwachsene auf pädiatrische Parameter um. Die Pedi-padz II Elektroden verfügen über eine Haltbarkeit von zwei Jahren.

Artikelnummer 8900-0810-01

Zubehör

Alles, was Sie benötigen, damit Ihr AED Plus stets griffbereit und einsatzbereit ist.



AED Plus Transporttasche, schwarz

Mit Fächern für je einen zusätzlichen Satz Elektroden

Artikelnummer 8000-0802-01



AED Plus Transporttasche Polizei

Schwarze Transporttasche, vorne mit Aufdruck „Police“ (Polizei).

Artikelnummer 8000-0806-01



Lithium-Batterien, Typ 123 (10 Stück)

Artikelnummer 8000-0807-01

Schulung



AED Plus Trainer2

Mit dem Trainings-Defibrillator AED Plus Trainer2 können Kursteilnehmer eine simulierte Reanimation mit dem AED Plus durchspielen. Wählen Sie eines von vier voreingestellten Rettungsszenarios oder konfigurieren Sie die gesamte Rettungsaktion manuell. Dank der kabellosen Fernbedienung können Sie mehrere AED Plus Trainer2 Trainings-Defibrillatoren gleichzeitig steuern. Batterien, kabellose Fernbedienung und Trainingselektroden sind im Lieferumfang enthalten.

Artikelnummer 8008-0050-01

AED Plus Demo-Kit

Mit dem AED Plus Demo-Kit können Sie die Real CPR Help® Technologie mit einem klinischen AED Plus demonstrieren. Das Demo-Kit enthält ein CPR-D Demo-Pad sowie eine Demo-Übungspuppe in einer großen Transporttasche. (Klinischer AED Plus und AED Plus Simulator sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

Artikelnummer 8000-0834-01

AED Plus Simulator

Für die Simulation des Herzrhythmus bei Demonstration einer Herzdruckmassage mit einem klinischen AED Plus.



Artikelnummer 8000-0819-01

Zubehör

Alles, was Sie benötigen, um eine Lebensrettung mit dem AED Plus zu simulieren.



CPR-D-padz Trainingselektrode
Artikelnummer 8900-0804-01



Ersatzpackungen Haftgel für
CPR-D-padz Trainingselektrode
Artikelnummer 8900-0803-01



Stat-padz® II Trainingselektroden
(6 Stück im Karton)

Zur Verwendung mit dem
AED Plus Trainer2.

Artikelnummer 8900-0805-01



Pedi-padz II Trainingselektroden
(6 Stück im Karton)

Zur Verwendung mit dem
AED Plus Trainer2.

Artikelnummer 8900-000861-01



CPR-D Demo-Pads

Demo-Elektrode zur
Verwendung mit dem
klinischen AED Plus.

Artikelnummer 8900-5007



Demo-Übungspuppe

Artikelnummer 8000-0835-01



AED Plus Trainer Tragetasche

Mit Fach für einen zusätzlichen
Satz Trainingselektroden.

Artikelnummer 8000-0375-01



Kabellose Ersatzfernbedienung
für AED Plus Trainer2

Artikelnummer 8008-0007

Wandschränke



Standardwandschrank, Tiefe 22,9 cm

Damit Ihr AED Plus in Notfallsituationen schnell verfügbar ist, ist eine gut sichtbare Aufbewahrung des Defibrillators von entscheidender Bedeutung. Der 22,9 cm tiefe Wandschrank mit Alarmvorrichtung bietet Platz für einen AED Plus in Transporttasche mit einem extra Satz Elektroden.

Artikelnummer 8000-0855

Zubehör

Alles, was Sie benötigen, damit Ihr AED Plus stets verfügbar und einsatzbereit ist.



Wandschrank, halb eingelassen

Der AED-Wandschrank mit Alarmvorrichtung bietet Platz für einen AED Plus (auf einer Halterung, ohne Transporttasche) inkl. einem extra Satz Elektroden.

43,9 cm x 43,9 cm x 8,9 cm

Artikelnummer 8000-0814



Wandschrank, vollständig eingelassen

Der AED-Wandschrank mit Alarmvorrichtung bietet Platz für einen AED Plus (auf einer Halterung, ohne Transporttasche) inkl. einem extra Satz Elektroden.

43,9 cm x 43,9 cm x 3,8 cm

Artikelnummer 8000-0811



AED Plus Wandschrank, transparent, mit Alarm

30,9 x 56,6 x 16,3 cm.

Artikelnummer 8000-0856



Wandhalterung

Zur sicheren Wandmontage, für einen AED Plus ohne Transporttasche.

Artikelnummer 8000-0809



AED Hinweisschild

Enthält ein 3D-Schild für die Wand und ein Hinweisschild.

Artikelnummer 8000-001260

AED-Hinweisschild (3D):

Artikelnummer 8000-001261



ZOLL Medical Corporation, ein Unternehmen der Asahi Kasei Gruppe, entwickelt und vermarktet Medizinprodukte und Softwarelösungen, die Fortschritt in der Notfallversorgung bedeuten und Leben retten, bei gleichzeitiger Steigerung der klinischen und operativen Effizienz. Mit Produkten für die Defibrillation und Überwachung, Kreislauf und CPR Rückmeldung, Datenmanagement, Wiederbelebung mit Flüssigkeits-Reanimation und therapeutischem Temperaturmanagement stellt ZOLL ein umfassendes Set an Technologien her, welches Klinik- und Rettungspersonal sowie Feuerwehrlern und ungeübten Ersthelfern bei der Therapie von Patienten, die eine Reanimation und Intensiv-Versorgung benötigen, unterstützt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.zoll.com/de.

Die Asahi Kasei Gruppe ist eine breit aufgestellte Unternehmensgruppe unter Führung der Holding Asahi Kasei Corp. Die Unternehmensfelder sind angesiedelt in den Bereichen Chemie und Fasern, Gebäude und Baumaterialien, Elektronik sowie dem Gesundheitswesen. Der Bereich Gesundheitswesen umfasst Geräte und Systeme für die Intensivmedizin, Dialyse, therapeutische Apherese und Transfusion ebenso wie die Herstellung von Biotherapeutika, Arzneimitteln, diagnostischen Reagenzien und Nährwertprodukten. Mit weltweit über 25.000 Mitarbeitern betreut die Asahi Kasei Gruppe Kunden in über 100 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.

**ADVANCING
RESUSCITATION.
TODAY.®**

ZOLL Medical Deutschland GmbH;
Emil-Hoffmann-Str.13 ;
D-50996 Köln
Tel: +49 2236 87 87 0
Tochterunternehmen der
ZOLL Medical Corporation
978-421-9655
800-348-9011
www.zoll.com/de

Die Adressen und Faxnummern unserer Zentrale und weiterer Tochterunternehmen sowie anderer internationaler Niederlassungen finden Sie unter www.zoll.com/contacts.